

# Bezaubernde Meisterstücke

## SR Phonares II

High-End-Konfektionszähne  
aus Composite



# Beeindruckendes Material

Beim Composite-Zahn SR Phonares II kombinieren wir für Sie Stärke und Ästhetik, um auch hohe Ansprüche in der abnehmbaren Prothetik bestmöglich zu erfüllen.




- ✓ 16 A-D-Farben
- ✓ 4 Bleach-Farben
- ✓ Charakterisierbar mit unserem Labor-Composite SR Nexco®.

Auf einen Blick	SR Phonares II
Frontzahnformen	18 Oberkiefer-Frontzahnformen 6 Unterkiefer-Frontzahnformen
Seitenzahnformen	3 Oberkiefer-Garnituren «Typ» 3 Unterkiefer-Garnituren «Typ» 3 Oberkiefer-Garnituren «Lingual» 3 Unterkiefer-Garnituren «Lingual»
Zahnfarben	16 A-D- und 4 Bleach-Farben
Material	NHC-Composite

## Leistungstarkes Material für eine lange Lebensdauer

Physikalisch gesehen ist das leistungsstarke NHC-Composite auf Abrasionsresistenz, Scherfestigkeit und Druckfestigkeit getrimmt und somit für den langen, erfolgreichen Einsatz geeignet. Es erreicht eine Eigenfestigkeit und eine Toleranz, die selbst extremen Beanspruchungen die Stirn bieten.



[1] M. Rosentritt, In-vitro Verschleissuntersuchungen «Pin on block», Study Report, Universitätsklinikum Regensburg, 2012.  
[2] K. Hagenbuch, Entwicklungsbericht Frontzahn, Ortholingual und Orthotyp, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2011.

# Der Frontzahn SR Phonares II

Die ästhetischen Zahnformen des SR Phonares II stehen für ein Maximum an natürlicher Schönheit und vitaler Ausstrahlung im Frontzahnbereich.

Zahnform:



weich



markant

Alterscharakteristika:



jung



universell



gereift

- ✓ Der Fokus des Zahnformenkonzepts liegt auf der Kombinationen aus Grundform und Alter.
- ✓ Die Option, zwischen weichen und markanten Formen wählen zu können, ermöglicht ein individuell auf den Patienten angepasstes, ästhetisches Ergebnis.
- ✓ Verschiedene Alterscharakteristika erlauben altersentsprechend, eine maximale Natürlichkeit.
- ✓ Durch die Grössenvarianten Small, Medium und Large kann der Patient ein ästhetisch ansprechendes Resultat erwarten.

18  
OK-Formen



# Die Seitenzähne SR Phonares II Typ und SR Phonares II Lingual

Funktioneller  
Varianten-  
reichtum

## SR Phonares II Typ

- Vielseitige Einsetzbarkeit in Total- sowie Teilprothetik aufgrund des Okklusionskonzepts.
- SR Phonares II Typ-Zähne bauen auf der 40-jährigen Erfolgsgeschichte der Orthotyp-Zahnformen auf.



## SR Phonares II Lingual

- Berücksichtigung wesentlicher Grundsätze der lingualisierten Okklusion.
- Tendenziell zentral gelagerte Kontaktpunkte sorgen für einen statisch stabilen Sitz, besonders bei implantatgetragenen Prothesen.



- ✓ Klassische Okklusion
- ✓ Balancierte Kontakte, in der Fossa und buccal abgestützt
- ✓ Interkuspitation: Für unsere klassische Zahn-zu-zwei-Zahn-Aufstellung



- ✓ Lingualisierte Okklusion
- ✓ Zentralisierte Kontakte in der Fossa
- ✓ Interkuspitation: Für die Zahn-zu-Zahn- und Zahn-zu-zwei-Zahn-Aufstellung

# Konventionelle, abnehmbare Prothetik für Individualität und Funktionalität



## Vorbissnahme

Präzision von Beginn an mit Centric Tray



## Funktionsabformung

Zentrik auf den Punkt gebracht mit Gnathometer M



## Registrierung

Im Handumdrehen zum Erfolg mit UTS 3D



## Aufstellung

Individueller Zahnersatz mit unseren Konfektionszähnen



## Einprobe

Vorhersehbare Ergebnisse durch Kundeneinbindung



## Fertigstellung

Vielseitige Prothesenbasismaterialien für die Giess-, Stopf- und Injektionstechnik



## Schützen

Wirksame Prävention mit der Cervitec-Produktlinie